

# SUELO PÉLVICO



# RAYA INTIMINA

El masajeador personal Raya de Intimina es tu aliado perfecto si sufres de hipertoniá de los músculos del suelo pélvico (vaginismo, dispaurenia...) y necesitas relajarlos. Es completamente resistente al agua y está recubierto de la más suave silicona apta para el contacto con la piel. Cuenta con 6 modos rítmicos y 16 velocidades para ofrecer una gran variedad de experiencias positivas.

## Cómo funciona Raya, el masajeador personal

Raya es totalmente resistente al agua y está fabricada en plástico ABS y silicona extrasuave y sin ftalatos. Sus controles son sencillos de utilizar y las vibraciones son muy silenciosas.

Raya emite vibraciones suaves y precisas, que pueden ser utilizadas para una estimulación externa e interna, permitiéndote adaptar su uso de acuerdo a tus preferencias y ánimo. Gracias al diseño ergonómico de Raya Intimina también se puede usar sin vibraciones para masajear zonas contracturadas y elastificar los músculos del suelo pélvico. Los 3 botones, que podrás bloquear si lo deseas, te permitirán desplazarte por los distintos modos de vibración e intensidad de forma sencilla.

### Características:

- Fabricado en silicona extra suave sin ftalatos, aprobada por la FDA y plástico ABS.
- Vibraciones muy silenciosas activadas con 2 pilas alcalinas AAA (no incluidas).
- Medidas: 3 cm x 19,4 cm.
- Peso: 94 g.
- Nivel máximo de sonido: < 50Hz.
- 6 patrones de vibración, 8 velocidades variables.
- Interfaz de 3 botones de fácil uso con opción de bloqueo.
- Gran versatilidad gracias a su diseño resistente al agua.
- Incluye bolsita antibacteriana para guardarlo.
- 1 año de garantía.

# KIRI INTIMINA

Kiri es un discreto masajeador personal, específicamente diseñado para transmitir vibraciones destinadas a la estimulación externa.

## Propiedades y beneficios de Masajeador Personal Kiri:

Los masajeadores íntimos contribuyen a recuperar la elasticidad de las paredes vaginales. Restauran las funciones naturales de hidratación y lubricación. Su pequeño diámetro (3 cm) los hacen aptos para tratamiento de hipertonía y vaginismo.

## Características:

- Fabricado en silicona extra suave sin ftalatos, aprobada por la FDA y plástico ABS.
- Vibraciones muy silenciosas activadas con 2 pilas alcalinas AAA (no incluidas).
- Medidas: 3 cm x 11,7 cm.
- Peso: 61 g.
- Nivel máximo de sonido: < 50Hz.
- 6 patrones de vibración, 16 velocidades variables.
- Gran versatilidad gracias a su diseño resistente al agua.
- Incluye bolsita antibacteriana para guardarlo.
- 1 año de garantía.



## Fácil manejo:

Kiri ofrece un manejo intuitivo gracias a su interfaz de 3 botones que te permitirán seleccionar los distintos modos de estimulación y ajustar la intensidad así como bloquear y desbloquear el dispositivo.




# BGEE CLASSIC



Bgee Classic es un vibrador delgado de punta curva y ovalada que se usa como herramienta para las pacientes con disfunciones de suelo pélvico.

Su forma permite aplicar la vibración en tratamientos de hipertonía, inhibición de puntos gatillo, episiotomías o vaginismo.

- Esbelto diseño y tacto sedoso.
- 5 funciones.
- Resistente al agua.
- Fabricado con plástico ABS no poroso revestido con PU.
- Fácil de limpiar con agua tibia y jabón neutro.
- Garantía del fabricante: 90 días.
- Medidas: 18 cm de largo x 2,5 cm de ancho.
- Peso: 140 g.



La caja contiene:

- Masajeador.
- Bolsa transporte.
- Manual de instrucciones.



Elige entre los 5 programas disponibles mediante el botón de control situado en la base del masajeador.



El masajeador funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).



Es impermeable, por lo que se puede usar en la ducha o bañera asegurándose que la tapa de la batería está bien cerrada.



# DILATADORES VAGIWELL

Los dilatadores vaginales Vagiwell Premium, fabricados por la marca alemana Kessel Medintim, en silicona de grado médico, están especialmente indicados en casos de vaginismo, dispareunia, como consecuencia de cirugías ginecológicas, hipertonías o retracciones en cicatrices.

Este pack contiene 5 dilatadores de silicona de grado médico, lubricante SYLK de base agua de 50 ml, una bolsa de viaje, y el manual de instrucciones de Vagiwell.

- **Azul:** Ø 12/14 mm, x 122 mm.
- **Celeste:** Ø 16/18 mm. x 135 mm.
- **Violeta:** Ø 20/22 mm. x 150 mm.
- **Rosa:** Ø 24/26 mm. x 163 mm.
- **Amarillo:** Ø 28/30 mm. x 177 mm.



# DILATADORES FEMINAFORM

Los dilatadores vaginales Feminaform ayudan a elastificar y relajar la musculatura perineal. Indicado en caso de vaginismo, dispareunia y estenosis vaginal tras una radioterapia o cirugía, liquen escleroso y vaginoplastia.

Los dilatadores están fabricados en plástico de la mejor calidad y son aptos para uso médico. Se suministran con mango universal para los 4 dilatadores y un práctico estuche.

El tamaño de los dilatadores aumenta gradualmente. El diámetro en la punta es menor que en el mango, de este modo, el cambio a un dilatador de mayor tamaño es gradual y cómodo.

- **Talla 1:** Ø 22mm x 85mm.
- **Talla 2:** Ø 27mm x 105mm.
- **Talla 3:** Ø 32mm x 135mm.
- **Talla 4:** Ø 37mm x 160mm.



# EPI-NO

EPI-NO es un dispositivo para ejercitar la musculatura del suelo pélvico, preparación al parto y restaurar el tono muscular en el posparto (Modelo Delphine Plus) o para la prevención y tratamiento de la incontinencia urinaria (Modelo Libra).

Consiste en un balón de silicona y una perilla de mano con un visualizador de presión integrado.

## Contenido:

- Un balón de silicona.
- Una perilla manual.
- Un visualizador de presión (manómetro).
- Una válvula de desbloqueo del aire conectada por un tubo de plástico flexible.
- Bolsa de transporte.

# EJERCITADOR BOLTEX

Dispositivo para la tonificación y rehabilitación del suelo pélvico.

Cuenta con un diseño de silicona basado en unas celdas hexagonales en la superficie interna de la esfera que confieren unas propiedades únicas y que permiten una estimulación efectiva de la musculatura del suelo pélvico, con independencia de la posición que quede tras su inserción en la vagina, así como de las características anatómicas y morfológicas de las usuarias.

- Medidas: 34 mm diámetro.
- Peso: 37g.



# EJERCITADOR KEGEL

## SINGLE:

Diámetro: 3,5 cm.  
Peso: 42g.



Bolas chinas de silicona especialmente diseñadas para reforzar el suelo pélvico y mantener la elasticidad vaginal mediante la estimulación suave y el entrenamiento efectivo de los músculos del suelo pélvico.

- Fabricadas en material médico, muy agradable a la piel.
- Cinta de extracción integrada.
- Acabado sin juntas.

## DOUBLE:

Diámetro: 3,5 cm.  
Largo total: 19,5 cm.  
Peso: 72g.




# INTIMINA LASELLE

Las bolas ejercitadoras del suelo pélvico Laselle tienen un diámetro de 36mm e incorporan una bola interna con peso que, no sólo ofrece la resistencia necesaria para fortalecer los músculos, sino que emite una sutil vibración durante el movimiento que estimula la contracción de la musculatura perineal.

Podrás hacer hasta seis combinaciones para lograr más peso en tu rutina de Kegel, atando los ejercitadores entre sí.

## 3 niveles distintos de peso:

- Resistencia baja (28 g. - Rosa claro): ideal para mujeres que tienen un suelo pélvico más débil o principiantes.
- Resistencia media (38 g. - Rosa): ideal para mujeres que ya han practicado ejercicios sin peso.
- Resistencia alta (48 g. - Rosa intenso): idóneo para las que buscan un entrenamiento más avanzado.



# ELVIE

Elvie es un ejercitador de Kegel de silicona ergonómico, muy pequeño y discreto y con biofeedback visual que ayuda a fortalecer y tonificar los músculos del suelo pélvico.

Se controla a través de un smartphone mediante una aplicación gratuita que visualiza, motiva y corrige la ejecución de los ejercicios en tiempo real. Con la aplicación es fácil de monitorizar y registrar los resultados a lo largo del tiempo, fijando objetivos personalizados.

Elvie cuenta con seis originales y divertidos ejercicios de cinco minutos cada uno, disponibles en 4 niveles de intensidad diferentes (entrenamiento, principiante, intermedio y avanzado).

## Características:

- Medidas: 5,5 cm x 2,2 cm x 3 cm.
- 100% resistente al agua.
- Carga: 1 hora.
- Peso: 25 g.

# KEGELSMART INTIMINA



Encender

KegelSmart es un ejercitador de suelo pélvico que ofrece una nueva manera de realizar tus ejercicios de Kegel. Fabricado en silicona de grado médico con un acabado suave al tacto, su guía por vibración es silenciosa para una ejercitación discreta y es 100% resistente al agua para máxima higiene.



Introducir

Evalúa tu capacidad de contracción muscular a través de 5 niveles diferentes permitiéndote así controlar tu progreso.

KegelSmart selecciona automáticamente el nivel de ejercicio basándose en tu fuerza de contracción y resistencia en la última sesión de entrenamiento. Cada nivel está diseñado con una rutina diferente para ayudarte a mejorar tu fuerza y tono progresivamente.



Empezar

## Características:

- 100% silicona de grado médico.
- Configura automáticamente el nivel de las rutinas.
- Con cordón de extracción para una retirada cómoda y sencilla.
- Control mediante app.



# NEUROTRAC MYO PLUS PRO

Herramienta de EMG y electroestimulación profesional para tratamientos avanzados en patologías de suelo pélvico con la combinación de modalidades de Estimulación, ETS y Biofeedback. Ideal para el entrenamiento y la evaluación neuromuscular de la musculatura con juegos y plantillas fáciles de usar gracias a su pantalla táctil.

## Características:

- 1 Canal STIM (electroestimulación).
- 1 canal EMG (biofeedback).
- 12 programas preestablecidos y 9 Programas personalizados.
- Programas Multifase.
- Registro de Cumplimiento del tratamiento domiciliario.
- Garantía: 3 años.
- Bluetooth.



## Datos técnicos:



- Rango EMG: 0,2 a 2000  $\mu$ V RMS.
- Peso: 140 g.
- Sensibilidad 0,1  $\mu$ V RMS.
- Fuente de alimentación 4 x 1,5 V pilas AAA (incluidas).
- Corriente de salida: 0-90 mA (con 5000 de carga).
- Forma de onda: Impulso bifásico simétrico rectangular.
- Frecuencia de pulso: 2- 100 Hz.
- Ancho de impulso: 50-330 ms.
- No incluye sonda.

## SOFTWARE MYO PLUS

Además de incorporar el Neurotrac Software en el mismo aparato, incluye 5 licencias del software para instalarlo en distintos ordenadores con sistema operativo Windows.

Este software es una herramienta de aprendizaje ideal tanto para el paciente como para el profesional clínico haciendo hincapié en la mejora de las técnicas terapéuticas durante la utilización de la EMG y la estimulación neuromuscular.

Genera e imprime (con el programa informático opcional) exhaustivos informes diarios sobre la evolución del paciente donde se ofrecen lecturas (2 canales) de los promedios de actividad/descanso, valores máximos, tiempos de inicio y relajación de la contracción muscular, desviaciones de actividad y descanso, y la corriente media de mA.



# NEUROTRAC MYO PLUS 2 PRO



Electroestimulador con biofeedback y pantalla táctil a todo color diseñado especialmente para servir de dispositivo portátil a los fisioterapeutas. Adecuado para entrenamientos personales en una clínica o en el hogar (con asesoramiento).

- 2 canales de EMG (biofeedback) combinados con 2 canales de NMES (estimulación).
- 2 canales de ETS (estimulación inducida por EMG) con estimulación en 2 canales.

## Características comunes Myo Plus 2 y 4 PRO:

- Programas preconfigurados para el tratamiento de la incontinencia, desarrollo deportivo y la rehabilitación neuromuscular.
- 2 canales de EMG (biofeedback) combinados con 2 canales de NMES (estimulación).
- 2 canales de ETS (estimulación inducida por EMG) con estimulación en 2 canales.
- Sencillo funcionamiento de una o múltiple fase: la fase múltiple permite combinar EMG/ETS/STIM en un solo programa.
- Pantalla TFT plurilingüe e indicaciones de voz para biofeedback EMG.
- Control manual y automático de umbral.
- Biofeedback entre estimulación (indicación de cansancio y actividad muscular cuando se usa la estimulación muscular).
- Conectividad Bluetooth.
- No incluye sonda.
- Garantía: 2 años.

## Características EMG (Biofeedback):

- 2 canales.
- Rango EMG: de 0,2 a 2000  $\mu\text{V}$  (prolongado).
- Sensibilidad: 0,1  $\mu\text{V}$ .
- Precisión: 4% de indicaciones  $\mu\text{V}$   $\pm$  0,3  $\mu\text{V}$  en 200 Hz.
- Períodos de trabajo / descanso: 2-99 segundos.
- Cantidad de ensayos: 1-99.

## Características STIM (electroestimulación):

- 2 canales.
- Amplitud: 0-90 mA.
- Tipo de onda: simétrica, rectangular, bifásica.
- Amplitud de pulso seleccionable: 50-450  $\mu\text{s}$ .
- Selección de la frecuencia de pulso: 2-100 Hz.
- Períodos de trabajo/descanso: 2-99 segundos.
- Tiempo de 1 a 99 minutos.

# NEUROTRAC MYO PLUS 4 PRO

Electroestimulador con biofeedback y pantalla táctil a todo color diseñado especialmente para servir de dispositivo portátil a los fisioterapeutas. Adecuado para entrenamientos personales en una clínica o en el hogar (con asesoramiento).

- 2 canales de EMG (biofeedback) combinados con 4 canales de NMES (estimulación).
- 2 canales de ETS (estimulación inducida por EMG) con estimulación en 4 canales.



# NEUROTRAC PELVITONE



Pelvitone es un electroestimulador de suelo pélvico para uso tanto profesional, como uso doméstico, de demostrada eficacia en el tratamiento de la incontinencia urinaria, fecal y de gases, de la hipertonía del suelo pélvico y de disfunciones sexuales.

Se trata de un dispositivo de dos canales que dispone de programas avanzados multifásicos en los que el tratamiento se divide en fases temporales con distintos parámetros de estimulación.

Cuenta con una función de bloqueo para facilitar el cumplimiento terapéutico en casa (mA y tiempo de utilización).

El Pelvitone tiene 3 programas personalizables + 11 programas preconfigurados para la incontinencia.

Garantía: 2 años.

## Características:

- Dos canales.
- Amplitud: 0-90 mA.
- Tipo: corriente constante, voltaje máximo en la salida 180 Voltios +10/ -30 Voltios.
- Forma de onda: simétrica, rectangular, bifásica con media corriente constante cero.
- Duración del impulso: 50-330  $\mu$ S (2% de exactitud).
- Frecuencia de los impulsos: en el modo continuo 2-100 Hz (2% de exactitud).
- Duración de tratamiento: 1 - 90 minutos.
- Tiempo de aceleración lineal: 0,1 - 9,9 segundos.
- Si el voltaje de pila es inferior a 6,6 (+/- 0,2) Voltios, la unidad no se encenderá.
- Dimensiones: 134 x 69 x 29,7 mm.
- Peso: 180 g.

## Incluye:

- Dispositivo NeuroTrac Pelvitone.
- Bolsa de transporte.
- Pila 9V.
- 2 juegos de cables.
- Manual en español.

**No incluye sonda.**



# ESTIMULADOR INCONTINENCIA

Estimulador de incontinencia de un solo canal y 5 programas preestablecidos. La intensidad y los programas son fácilmente configurables.

- Garantía: 1 año.

Indicaciones:

- Incontinencia urinaria.
- Problemas sexuales como congestión pélvica, disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia, dispareunia, etc
- Coloproctología: hipotonía del conducto anal con incontinencia de gases y/o heces, etc.

**Programas:**


- A: Incontinencia por stress o esfuerzo I.
- B: Incontinencia por stress o esfuerzo II.
- C: Incontinencia de urgencia.
- D: Mantenimiento del suelo pélvico.
- E: Resistencia.

**Incluye:**

- Electrodo intravaginal.
- Cable.
- Pila de litio (2).
- Manual de instrucciones.
- Maletín.



# NEUROTRAC SIMPLEX



NeuroTrac Simplex con Bluetooth es un dispositivo de biofeedback de electromiografía de canal único, fácil de usar y perfecto para monitorizar, identificar y tratar diversos problemas musculares con multitud de aplicaciones en fisioterapia como, por ejemplo, la incontinencia urinaria.

**Características:**

- Cuenta con un transmisor Bluetooth que permite una conexión inalámbrica.
- El dispositivo se puede utilizar como una herramienta de visualización continua EMG.
- Software Incluido con 5 licencias para poder conectarlo en 5 dispositivos distintos.
- Un solo canal digital EMG.
- Rango: 0.2 $\mu$ V de 2000 $\mu$ V.
- Sensibilidad: 0.1 $\mu$ V RMS.
- LED de visualización de nivel EMG.
- Pantalla LCD muestra la lectura numérica de EMG y cuenta atrás de trabajo/descanso.
- Selección de un filtro de paso para filtrar la frecuencia cardíaca.
- Trabajo/descanso períodos: de 2 a 99 segundos.
- Número de ensayos: 1 a 99.
- Función de bloqueo.
- Garantía: 2 años.

# SONDAS VAGINALES

## Con níquel



**Periform+**

- Diámetro: 34,7 mm.
- Longitud: 94 mm.
- Incorpora varilla indicadora.



**Interlax**

- Diámetro: 34,27 mm.
- Longitud: 94 mm.
- Incorpora varilla indicadora.



**Liberty Loop**

- Diámetro: 32 mm.
- Longitud: 90 mm.
- Incorpora varilla indicadora.



**Saint Cloud**

- Diámetro: 24 mm.
- Longitud: 128 mm.



**Sonda vaginal corta**

- Diámetro: 28 mm.
- Longitud: 72 mm.



**Sonda vaginal larga**

- Diámetro: 20 mm.
- Longitud: 100 mm.

## Sin níquel



**Perisize 4**

- Longitud: 110 mm.
- Longitud en vagina: 75 mm.
- Apertura máxima: 46 mm.
- Cerrada: 30 mm.



**Optima 3**

- Equipada con 3 electrodos independientes.
- Longitud total: 120 mm.



**Sonda de presión AIR/STIM**

- Biofeedback presión y EMG, electroestimulación.
- Longitud: 115mm.

# SONDAS ANALES

## Con níquel



### Anulax

- Longitud: 86 mm.
- Ancho: 25 mm.



### Sonda anal larga

- Longitud: 83 mm.
- Ancho: 14 mm.

## Sin níquel



### Analys Plus

- Longitud: 140 mm.
- Diámetro: 14 mm.



### Analia

- Longitud: 115 mm.



### Sonda de presión Rectomax

- Total longitud 1500 mm.
- Longitud de cuerpo 500 mm.
- Longitud de conexión 1000 mm.
- Diámetro externo 3,9 mm.

# LUBRICANTE K-Y

K-Y GEL es un lubricante íntimo de base acuosa apto para la humectación vaginal o rectal facilitando la inserción de sondas, tampones y otros aparatos de rehabilitación del suelo pélvico.

## Características:

- Gel estéril no graso, transparente, hidrosoluble y no irritante.
- Alivia la sequedad vaginal (en casos de menopausia, post-parto, contracepción hormonal...).
- De base acuosa, es compatible con el uso de preservativos de látex y no interfiere con la acción de anticonceptivos.
- Está diseñado para lubricar la mucosa vaginal y rectal.
- Es incoloro, inodoro, hipoalérgico y de pH neutro.
- No mancha, se aclara fácilmente con agua.
- Apropriado para trabajos cistoscópicos y en electroterapia, para exámenes digitales y en la lubricación vaginal complementaria.
- Envase de 82 gramos.



# LUBRICANTE OPTILUBE

Optilube es un gel lubricante de base agua indicado en la fisioterapia de suelo pélvico, exploración ginecológica, facilitando la inserción de sondas y otros aparatos de rehabilitación del suelo pélvico. Apto también para relaciones sexuales.

## Propiedades:

- Proporciona una óptima lubricación para una amplia gama de procedimientos clínicos.
- Soluble en agua y no engrasa.
- Se puede usar con cubresondas.

## Formatos disponibles:

- Tubo 82 g.
- Tubo 113 g.
- Monodosis 5g (en caja de 150uds).



# LUBRICANTE AQUAGLIDE

Lubricante íntimo especialmente diseñado para facilitar la utilización de los aparatos y sondas para tratamientos de suelo pélvico.



## Características:

- Indicado para aliviar la sequedad vaginal y reducir las molestias íntimas.
- Es necesario solo un par de gotas para lograr un nivel de humedad óptimo, gracias a su consistencia.
- Lubricante líquido natural a base de agua, cuyo valor del pH está en el rango de 4.6 a 5.2 y por lo tanto se adapta perfectamente al valor del pH de la flora vaginal.
- Compuesto por ingredientes inocuos para la piel y con el menor potencial alérgico posible.
- El lubricante se puede lavar muy fácilmente con agua tibia para eliminar los restos.
- Dermatológicamente testado.
- Se puede usar con cubresondas.

## Formatos disponibles:

- 1 litro.
- 200 ml.

# CUBRESONDAS

Cubresondas de látex natural flexible de gran calidad especialmente indicado para sondas ecográficas y aparatos de rehabilitación, como masajeadores o dilatadores, así como para sondas vaginales o anales de presión.

## Características:

- No estériles.
- Sin lubricar.
- Envasado individualmente.
- De látex.
- Desechable.

## Medidas:

- Longitud: 190 mm.
- Diámetro: 34 mm.

## Formato:

- Caja de 100 unidades.



# WINBACK 3S COLOR

## La energía Winback: bioacelerador celular

La energía Winback es una corriente de alta frecuencia innovadora y única, que oscila entre 300kHz y 1MHz, que activa la regeneración y el metabolismo de los tejidos.

Este rango de frecuencias permite profundizar en las distintas capas del tejido (músculos, articulaciones, huesos, etc.) y alcanzar patologías profundas consideradas inaccesibles.

**300 KHZ**  
TEJIDO SUPERFICIAL

**500 KHZ**  
TEJIDO SEMIPROFUNDO

**1 MHZ**  
TEJIDO PROFUNDO

## TECNOLOGÍA WINBACK

1

**Elimina el dolor:** La energía Winback bloquea la información del dolor durante más de 48 horas. El paciente se sentirá bien y se relajará, por lo que el tratamiento será mucho más eficaz.

2

**Libera las tensiones:** La energía libera las tensiones, contracturas, edemas o fibrosis, revascularizándolas localmente. Basta con 2 minutos sin esfuerzo para aliviar una contractura profunda.

3

**Acelera la cicatrización:** La energía Winback acelera el sistema natural de auto reparación del cuerpo favoreciendo los intercambios intra y extra celulares de manera duradera. Los beneficios de su tratamiento se prolongan tras la sesión.

### Modo manos libres

Gracias a la tecnología MyBack, la energía Winback se transmite a través de las manos del profesional, reemplazando así al electrodo móvil y ofreciendo al paciente los beneficios de la terapia manual y la diatermia al mismo tiempo.



# INDICACIONES:



## Recuperación posparto:


Según las últimas estadísticas, alrededor del 70% de los partos conllevan una lesión tisular. Estos desgarros obstétricos o episiotomías tienen lugar en la mayoría de los casos a nivel del perineo. En cuanto al porcentaje de cesáreas, se estima en torno al 19%. Independientemente del tipo de lesión, WINBACK está indicado para el tratamiento de estas lesiones y acelera la recuperación postparto.

- Elimina adherencias.
- Acelera la cicatrización.
- Tiene un efecto tensor sobre los tejidos del suelo pélvico.
- Antiinflamatorio.
- Antiedema.

## Dolor pélvico:

Las molestias en la pelvis, bien sean de carácter cíclico (dolor menstrual), bien crónicas, como después del parto, pueden aliviarse con WINBACK. En este último caso, se recomienda rehabilitación fisioterapéutica específica combinada con la energía WINBACK para obtener un efecto analgésico inmediato y prolongado.

- Analgesia inmediata.
- Hidratación tisular.
- Tono muscular.
- Estimulación de los tejidos.
- Restaura la troficidad vaginal.



## Trastornos urinarios:

La menopausia u otros eventos, como el parto, pueden comportar una serie de cambios fisiológicos que alteran la calidad de vida de las pacientes. La incontinencia, la retención de orina, la disuria... pueden resolverse con un tratamiento combinado con la energía Winback.

- Efecto antiinflamatorio.
- Hidratación tisular.
- Aumento del tono muscular.
- Estimulación de los tejidos.

## Dolor en los senos:

La tecnología Winback, en combinación con técnicas de terapia manual o de drenaje linfático, es eficaz para paliar los dolores provocados por la lactancia. Ofrece bienestar y proporciona alivio inmediato.

- Favorece el drenaje por estimulación selectiva de los diferentes ganglios.
- Facilitan el masaje manual.
- Permite mejorar la flexibilidad tisular.



# TRONCO AKRAFIT



Tronco propioceptivo-eutonía para trabajar la musculatura profunda abdominoperineal según el método 5P®.

El método 5P® se basa en colocar al paciente sobre una superficie inestable, en este caso sobre el tronco creado exclusivamente para ello y con las medidas concretas, con el fin de activar los músculos posturales.

El autoenderezamiento vertebral reprograma la sinergia abdomino-perineal refleja. También libera el diafragma torácico y activa la musculatura perineal.

No tiene prácticamente contraindicaciones y es una metodología de trabajo que permite al paciente hacer una autoreeducación y fomentar el trabajo realizado en consulta.

- Fabricado en madera de pino tratado, lijado y canteado. Con dos manos de tinte especial protector antideslizante.
- Medidas aproximadas: 50cm de largo x 17cm de ancho x 7,5cm de alto.
- Peso: entre 2 – 2,5kg.

# WINNER FLOW

Winner Flow es un insuflador para el trabajo del suelo pélvico y el abdomen profundo basado en la regulación de la respiración. Funciona como una válvula reguladora de la resistencia a la salida de aire para asegurar un flujo respiratorio homogéneo, facilitando así la activación del músculo transverso del abdomen y de la musculatura profunda del suelo pélvico.


La exhalación contra resistencia permite tonificar toda la faja abdominal, lo cual es un requisito previo para la rehabilitación perineal en los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo o urgencia, estreñimiento o prolapso.

### **Cómo usar Winner Flow:**

Se debe colocar en la boca introduciéndolo entre los labios hasta la primera brida y tiene que quedar en dirección perpendicular al rostro. Incorpora una segunda brida de regulación del caudal espiratorio que permite la elección del calibre (de 2,5 a 0).



# PINZAS



Juego de 5 pinzas nasales para el método ABDO-MG®.

- Al final de la espiración regulada en el Winner Flow, el diafragma está en la posición superior en el tórax. Un diafragma competente debe poder descender activamente y regresar a su posición inicial.
- En caso de dificultad (diafragma rígido, abdomen hipertónico), es necesario utilizar una pinza nasal que permite evitar una inspiración costal elevada en lugar de la inspiración diafragmática fisiológica.

# CINTURÓN PÉLVICO



## Physiomat Confort

- Medidas: 116 cm (largo) x 8 cm (ancho).
- Indicado para mujeres de talla superior a la 40, pelvis con mayor movilidad o hiperlaxas y caderas más prominentes.



## Physiomat Tonie

- Medidas: 116 cm (largo) x 5 cm (ancho).
- Indicado para mujeres de talla inferior a la 40, deportistas y personas menudas o poco laxas.

Los cinturones Physiomat tienen la capacidad de imponer una retroversión activa de la pelvis, corrigiendo y forzando la adopción de una postura correcta, consiguiendo proteger el suelo pélvico de hiperpresiones y la zona lumbar de hiperlordosis, sin privar de movimiento a la pelvis o a la espalda. Al contrario que los cinturones lumbares que inmovilizan la espalda y dan un soporte pasivo, el cinturón pélvico Physiomat estabiliza la articulación sacro iliaca y reposiciona la pelvis.

Estos cinturones están especialmente indicados para:

- Embarazo y postparto.
- Dolor sacroilíaco y lumbar.
- Sensación de pesadez abdominal.
- Incontinencias urinarias.
- Aliviar la tensión de la cicatriz en caso de cesárea.
- Trabajadores y deportistas con gran movilidad de la espalda y altas posibilidades de prolapso por permanecer de pie mucho tiempo o por cargar peso muy a menudo.
- Tras intervenciones quirúrgicas abdominales y pélvicas.
- Hiperlaxitud.



[www.herycor.com](http://www.herycor.com)

965 111 999 - [info@herycor.com](mailto:info@herycor.com)