



AGUPUNT

acupuntura - medicina - estética

Fisioterapia y rehabilitación

AGUJAS APS® para PUNCIÓN SECA

**LAS UNICAS AGUJAS A NIVEL MUNDIAL DISEÑADAS
ESPECIFICAMENTE PARA PUNCIÓN SECA**



AGU-PUNT garantiza que las nuevas Agujas APS® son las originales y únicas desarrolladas y avaladas por prestigiosos profesores y fisioterapeutas a diferencia de otros fabricantes que promocionan agujas estándar de acupuntura como agujas diseñadas para punción seca.

Nuestro objetivo es ofrecer al profesional :

- Una nueva y completa gama de agujas especialmente diseñadas para PUNCIÓN SECA (puntos gatillo)
- Agujas de la más alta calidad que faciliten la labor de los profesionales
- Agujas sin dolor para un mayor beneficio del paciente
- Precios competitivos



Mango sin cabeza, más grueso y rígido



APS



Acupuntura

Para una mayor precisión,
mejora la manipulación y el control

Punta más afilada y resistencia especial para Punción Seca



APS



Acupuntura

Mejora la penetración y
facilita su manipulación.

Triple pulido de la aguja y Triple cubierta lubrificante



APS



Acupuntura

Elimina las irregularidades y
mantiene la lubricación

Nuevas referencias	Medidas	PVP recomendado	PVP lanzamiento
A1037BP (100u)	0.16X25	7,50 €	6,00 €
A1037P (100u)	0.25X13	7,50 €	6,00 €
A1038P (100u)	0.25X25	7,50 €	6,00 €
A1040P (100u)	0.30X40	7,50 €	6,00 €
A1041P (100u)	0.32X40	7,50 €	6,00 €
A1042BP (100u)	0.30X50	7,50 €	6,00 €
A1042CP (100u)	0.30X60	7,50 €	6,00 €
A1042P (100u)	0.25X40	7,50 €	6,00 €

(*) Acero de clase I, tipo II: Acero Inoxidable quirúrgico de alta resistencia 17-4.

El Acero Quirúrgico es una variación del acero que comúnmente se compone de una aleación de cromo (12–20%), molibdeno (0,2–3%) y, en ocasiones, níquel (8–12%).

El cromo le da a este metal su resistencia al desgaste y corrosión. El níquel le da un acabado suave y pulido. El molibdeno le da mayor dureza y ayuda a mantener la agudeza del filo.

El Acero Inoxidable quirúrgico de alta resistencia 17-4 tiende a una composición de molibdeno del 2% en lugar del 0,8% que tienen las agujas de acupuntura clásicas. Debido al alto coste de este material normalmente se utiliza en proporciones bajas para no encarecer los productos, en nuestro caso se incrementa altamente la concentración para conseguir los efectos deseados. (Mejora la duración del afilado, afilado de mayor precisión).

AGUGROUP since 1982

Agu-punt
934571667
C/Caspe. 158 Local 2
08013 Barcelona